




Fig. 9. Vista de conjunto mesa quirográfica (1131.52)

- | | |
|---|--|
| 1 Placa de cabeza (1130.64XX), opcional | 10 Receptor de infrarrojos |
| 2 Interfaz placa de cabeza | 11 Panel de mando auxiliar |
| 3 Placa de elongación (1131.31XX), opcional | 12 Conexiones de mando con cable y rueda en pedal |
| 4 Interfaz NORMAL (interfaz del respaldo) | 13 Conexión cables de red |
| 5 Placa de respaldo | 14 Pedal de bloqueo |
| 6 Placa de asiento | 15 Rodillo-guía |
| 7 Módulo articulado motorizado | 16 Rodillo-guía, fijo para estabilidad direccional |
| 8 Interfaz INVERSA (interfaz de la placa apoyapierna) | 17 Mando con cable (1131.50A0), opcional |
| 9 Placa apoyapierna (1133.58XX), opcional | 18 Telemando IR (1131.91A0), opcional |
| | 19 Mando en pedal, opcional |

Las características requeridas son: revestimiento impermeable, no conductor de electricidad, de fácil lavado, sin cierres ni costuras externas (sellado por ultrasonido de costuras), colchón resistente a la presión del peso del paciente (150 kgr).