

Pregunta:

¿Algunas de las agujas desde el ítem 3 al 27 son para extracción al vacío?
En caso afirmativo solicitamos nos indiquen cuales serían.

Respuesta:

Ninguna es al vacío.

Pregunta:

En el ítem 210 se solicita "Repuesto y/o accesorio para inyectora de medio de contraste", consultamos exactamente a que se refiere con el propósito de cotizar lo necesario, debido a la multiplicidad de elementos que podría incluir el ítem.

Respuesta:

Kit de JERINGA PARA CONTRASTE y TUBULADURA CT compatible con EQUIPO EMPOWER CTA

Pregunta:

ítem 94- sábanas - (quisiera saber las medidas y si son con elástico o sin elástico)
ítem 96- ropa sobretunica- (en TNT o SMS, que gramaje)
ítem 154- ropa cirugía mayor descartable estéril - (cuáles son los componentes de este ítem)
ítem 184 - campo 40g estéril - (son en SMS o TNT y que medida)
ítem 197- chiripá 30g - (si son en SMS o TNT)
ítem 208- ropa sobretunica impermeable 40 gr- (SMS o TNT)
ítem 220- ropa pantalón 40 gr - (talle, SMS o TNT)

Respuesta:

- Sábana de 2.40m x 1.40m
- Kit de cirugía mayor: 4 campos de 1.20m x 1.40m + 2 campos de 2m x 1.40m + 4 sobretúnicas (se debe aclarar que es para cirugía mayor)
- Campos de SMS
- Chiripa de SMS

ACLARACIONES:

- SUTURA ABSORBIBLE SINTETICA es Poliglactina violeta trenzada absorbible
- SUTURA NO ABSORBIBLE es polipropileno azul monofilamento no absorbible
- SUTURA NYLON es monofilamento nylon no absorbible
- SUTURA POLIESTER TRENZADO es poliéster verde trenzado con cobertura recubierta no absorbible
- SUTURA POLIGLECAPRONE MONOFILAMENTO INCOLORO es Poliglecaprone incoloro monofilamento absorbible
- SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE es Poliglactina violeta trenzada absorbible