

**Pregunta:**

**Ítem 79:** MANGUITO PRESIÓN ADULTO OBESO COMPLETO, Cantidad:5,00 UNIDAD. **¿Cuál es la marca y modelo del equipo/s con el/los que usarán estos insumos?**

**Ítem 80:** MANGUITO PRESIÓN ARTERIAL NO INVASIVA PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, Cantidad:1,00 UNIDAD. **¿Cuál es la marca y modelo del equipo/s con el/los que usarán este insumo?**

**Ítem 139:** REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA RESPIRADOR, Cantidad:1,00 UNIDAD. **¿Qué repuesto y/o accesorio están necesitando (qué fila de la hoja de cálculo lo detalla)? ¿Cuál es la marca y modelo del Respirador con el que usarán este insumo/repuesto?**

**Ítem 181:** REPUESTO Y/O ACCESORIO PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES, Cantidad:1,00 UNIDAD. **¿Qué repuesto y/o accesorio están necesitando (qué fila de la hoja de cálculo lo detalla)? ¿Cuál es la marca y modelo del Monitor con el que usarán este insumo/repuesto?**

**Respuesta:**

Manguito presión adulto obeso completo, para monitor de máquina de anestesia General Electric modelo Carescape B650

Manguito presión arterial no invasiva para monitores de signos vitales, son marca Mindray modelos IMEC 8 - IMEC 10 - VS 900

Válvula espiratoria o de fuga para respirador Bipap Stellar.

Manguito de presión con alargue para monitor de máquina de anestesia marca Datex Ohmeda modelo Cardiocap 5