

ESTABLECIMIENTO:	HOSPITAL PASTEUR	OBRA:	MAMPARA	FECHA:	MAR/2018
SERVICIO:	EX BLOCK QUIRÚRGICO	TIPO:	AL 2	CANTIDAD:	1

TIPO	MAMPARA SEPARATIVA	MOVIMIENTO	FIJA
UBICACION	CIRCULACIÓN		
PREMARCO	MARCO GUIA (SIN ANODIZAR) :	--	TAPAJUNTA : --

P E R F I L E S	M A R C O	HOR. INFERIOR		H E R R A J E	D E M O V I M I E N T O		
		HOR. SUPERIOR	SISTEMA PROBBA				
		LATERALES	SISTEMA PROBBA				
		DIVISOR HOR.	SISTEMA PROBBA				
		DIVISOR VERT.	----		D E C I E R R E		
		PORTACONTR.					
		CONTRAVIDRIOS	SISTEMA PROBBA	V I D R I O S	ESPESOR:	8 mm.-	
		ELEM. ARMADO	----		COLOCACION:	Burlete común.-	
		CONECTOR HOR.	----			Silicona selladora.-	
		CONECTOR VERT.	----		TIPO:	Laminado fantasía (Opacid) 3 + 3.-	
	H O J A	HOR. INFERIOR	----				
		HOR. SUPERIOR	----				
		LATERALES	----				
		ENGANCHE	INTERIOR: EXTERIOR:				
		COMPLEMENTO	----				
		DIVISOR VERT.	----				
		DIVISOR HOR.	----				
		CONTRAVIDRIO	----				
		ELEM. ARMADO	----				

TERMINACIONES	Aluminio anonizado natural 10 micras.-
---------------	--

ACCESORIOS	Incluir todo accesorio necesario para su correcta
	instalación y funcionamiento posterior.-

OBSERVACIONES	Grampas de amure.-
	Tabique inferior liso. Opciones melamínico o alucubond.-